

Поликлональное Антитело Против Tbl1Xr1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Bzk7

Артикул: CM0015664



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TBL1XR1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Подходит для изучения транскрипции, опосредованной ядерными рецепторами, и убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к TBL1XR1, кроличье (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79718
GeneID	79718
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-170 человеческого TBL1XR1 (NP_078941.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BZK7
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом