

## Поликлональное Антитело Против Тсар Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15273

Артикул: CM0014665



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TCAP (телетонина). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований сборки мышечных саркомеров и заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TCAP Кроличье pAb                                                                                                                                     |
| Примечания/Альтернативные названия | TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; телетонин; TCAP                                                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                               |
| ID гена (Человек)                  | 8557                                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-167 человеческого TCAP (NP_003664.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                               |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                  |
| SWISS                              | O15273                                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 19 кДа                                                                                                                                                |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                                     |