

Антикроличья Моноклональная Антитело К Тсар Для Вб, If-Р, Ифа - O15273

Артикул: CM0004897



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика к TCAP для ВБ, IF-Р, ИФА. Обнаруживает телетонин человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований саркомеров и изучения мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к TCAP
Примечания/Алиасы	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; телетонин; TCAP
Вид	Человек
ИД гена (человек)	8557
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-167 человеческого TCAP (NP_003664.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15273
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодильный пакет