

Кроличья Поликлональная Антитело Против Тсар Для Вб, Ифа - O15273

Артикул: CM0025937



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого телетонина (TCAP). Валидировано для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Подходит для изучения сборки саркомеров, кардиомиопатии и поясно-конечностной мышечной дистрофии. Реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCAP Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; телетонин; TCAP
Вид	Человек
ID гена (человек)	8557
ID гена	8557
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-167 человеческого TCAP (NP_003664.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15273
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом