


Кроличья Поликлональная Антитело Против Tcf3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15923

Артикул: CM0023946



введение

TCF3 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее TCF3 (68 кДа) человека, мыши и крысы, фактор транскрипции, участвующий в дифференцировке В-клеток и развитии нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCF3 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21; TCF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-525 белка TCF3 человека (NP_003191.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15923
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	В пакете со льдом