


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Tcl1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P56279

Артикул: CM0008045



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-TCL1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Нацелено на человеческий TCL1 (13 кДа), усиливает фосфорилирование АКТ и способствует выживанию клеток. Подходит для исследований лейкозов и лимфом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к TCL1
Примечания/синоним	TCL1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8115
Идентификатор гена	8115
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-114 человеческого TCL1 (NP_068801.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P56279
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом