


Кроличье Моноклональное Антитело К Тср1 Бета/Ссt2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P78371

Артикул: CM0005703



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TCP1 бета/CCT2 (P78371), субъединицу шаперонина TRiC. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований фолдинга белка и цилиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TCP1 бета/CCT2
Примечания/Альтернативные названия	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 бета/CCT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10576
GeneID	10576
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 436-535 человеческого TCP1 бета/CCT2 (P78371).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78371
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом