


Кроличья Поликлональная Антитела Против Tead3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q99594

Артикул: CM0028006



введение

TEAD3 Rabbit pAb — это кроличьи поликлональные антитела для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА, распознающие человеческий, мышинный, крысиный TEAD3 (TEF-5) массой 49 кДа. Нацелены на транскрипционный фактор сигнального пути Hippo для исследований плаценты и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TEAD3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TEF5; TEAD5; TEF-5; DTEF-1; ETFR-1; TEAD-3; TEAD3
Вид	Человек
GeneID (человек)	7005
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 130-330 человеческого TEAD3 (NP_003205.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99594
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом