


Кроличья Поликлональная Антитело К Terf1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P54274

Артикул: CM0013162



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого TERF1. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с белками человека и крысы. Идеально подходит для исследований теломерной биологии, стабильности хромосом и комплекса шелтеринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TERF1
Примечания/алиасы	TRF; PIN2; TRF1; TRBF1; t-TRF1; hTRF1-A5; TERF1
Вид	Человек
ID гена	7013 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слияниебелок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 52-275 человеческого TERF1 (NP_059523.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P54274
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет