

Моноклональное Антитело Против Tet1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Nfu7

Артикул: CM0007695



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому TET1, подходящее для применения в Вестерн-блоттинге и иммуноферментном анализе (ИФА). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы, идеально подходит для эпигенетических и эмбриологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TET1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
Вид	Человек
GeneID (человек)	80312
GeneID	80312
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NFU7
Молекулярная масса белка	235 кДа
Доставка	С хладагентом