


Поликлональное Антитело Против Tex101 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9By14

Артикул: CM0022682



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок TEX101. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований оплодотворения и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к TEX101 (кролик)
Примечания / Альтернативные названия	SGRG; CT131; GTPR867; NYD-SP8; PRO1884; SPATA44; TES101RP; TEX101
Вид	Человек
GeneID	83639
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 44-150 человеческого белка TEX101 (NP_113639.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BY14
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом