


Поликлональные Антитела Против Tfe3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P19532

Артикул: CM0029843



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TFE3 (Транскрипционный фактор E3). Валидированы для WB и ELISA. Реагируют с TFE3 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований биогенеза лизосом и сигнального пути mTOR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFE3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7030
GeneID	7030
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого TFE3 (NP_006512.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19532
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сухой лед