

Моноклональное Антитело Против Tgf-Beta 1 Для Вб, Иф, Игх, Ифа - P01137

Артикул: CM0010908



введение

Кроличье моноклональное антитело к TGF-beta 1 человека, валидированное для ВБ, ИФ, ИГХ, ИФА. Распознает человеческий, мышиный и крысиный антиген. Подходит для изучения сигнального пути TGF-beta, развития и иммунной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGF beta 1 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; CAEND1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7040
GeneID	7040
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 279-390 TGF-beta 1 человека (NP_000651.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01137
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет