


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против Рецептора I Tgf-Бета (Tgfb1) Для Wb И Ифа — P36897

Артикул: CM0007177



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против рецептора TGF-бета типа 1 человека (TGFB1/ALK5), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигнального пути TGF-бета, биологии рака и исследований фиброза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное МАТ кролика против рецептора I TGF-бета (TGFB1)
Примечания/синонимы	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; рецептор I TGF-бета (TGFB1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	7046
GeneID	7046
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 рецептора I TGF-бета человека (TGFB1) (NP_004603.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P36897
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Пакет со льдом