


Антитело Кролика Поликлональное Против Рецептора Ii Tgf-Бета (Tgfb2) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37173

Артикул: CM0014594



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против рецептора типа 2 TGF-бета человека (TGFR2, P37173). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований сигнального пути TGF-бета в онкологии и фиброзе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Рецептор II TGF-бета, кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR11; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R11; Рецептор II TGF-бета (TGFR2)
Вид	Человек
GeneID (человек)	7048
GeneID	7048
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-280 рецептора II TGF-бета человека (TGFR2) (NP_003233.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37173
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент