

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tgfb2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P61812

Артикул: CM0030601



введение

Кроличья поликлональное антитело TGFB2 валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA на человеке, мыши, крысе. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на аминокислоты 20-160. Идеально для исследований сигналинга TGF-бета-2 и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье pAb против TGFB2
Примечания/Альтернативные названия	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7042
GeneID	7042
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-160 человеческого TGFB2 (NP_001129071.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61812
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В пакете со льдом