

Моноклональное Антитело Anti-Tgfb1 (Bigh3) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Артикул: CM0006405



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против TGFBI (индуцированный трансформирующим ростовым фактором бета белок ig-h3), валидированное для WB: Человек, Мышь, Крыса. Подходит для исследований клеточной адгезии, дистрофии роговицы и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGF beta induced (TGFB1) Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFB1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	7045
GeneID	7045
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-650 человеческого TGFB1 (NP_000349.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15582
Молекулярный вес белка	74КДа
Доставка	Сумка со льдом