

## Поликлональное Антитело Против Thbs1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P07996

Артикул: CM0020535



### введение

Кроличье поликлональное антитело к тромбоспондину-1 (THBS1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген соответствует аминокислотам 19–352 THBS1 человека. Идеально подходит для исследований ангиогенеза, воспаления и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | THBS1 кроличье пАт                                                                                                                                   |
| Примечания/Алиасы         | TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 7057                                                                                                                                                 |
| ID гена                   | 7057                                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19–352 THBS1 человека (NP_003237.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                              |
| Применение                | WB, ИHC-P, ELISA                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                 |
| SWISS                     | P07996                                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 129 кДа                                                                                                                                              |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                                                      |