

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Timm17B Для ВБ, Ифа - O60830

Артикул: CM0028683

введение

Кроличьи поликлональные антитела TIMM17B проверены для ВБ и ИФА. Распознают человеческий и мышинный TIMM17B (18 кДа), транслоказу внутренней митохондриальной мембраны. Идеально подходят для исследований импорта в митохондрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против TIMM17B
Примечания/Альтернативные названия	JM3, TIM17B, DXS9822, TIMM17B
Вид	Человек
ID гена (человек)	10245
ID гена	10245
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-172 человеческого TIMM17B (NP_005825.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O60830
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет