

Поликлональное Антитело К Tir1 Для Вб И Ифа - Q570C0

Артикул: CM0020153



введение

Кроличье поликлональное антитело к TIR1 арабидопсиса, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлено на рецептор ауксина, подходит для исследований сигналинга растительных гормонов и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIR1 кроличье пАт
Примечания/синонимы	AtTIR1; TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1; TIR1
Вид	Arabidopsis thaliana
GeneID	825473
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 495–594 TIR1 Arabidopsis thaliana (NP_567135.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q570C0
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодильный пакет