

Поликлональное Антитело К Tle1 Для Wb И Elisa — Q04724

Артикул: CM0014595



введение

Кроличье поликлональное антитело к TLE1, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реакцией с мышинным белком. Идеально подходит для изучения транскрипционной корепрессии в сигнальных путях Wnt и NF-κB. Поставляется компанией CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TLE1
Примечания/синонимы	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7088
GeneID	7088
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 256–355 человеческого TLE1 (NP_005068.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q04724
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом