

Антитело Кролика Против Tle1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q04724

Артикул: CM0029577



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против TLE1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), специфически распознающее белок 1, подобный трансдукину, человека (transducin-like enhancer protein 1). Необходимый инструмент для исследования транскрипционной репрессии и Wnt-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLE1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7088
ID гена	7088
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 501-770 человеческого TLE1 (NP_005068.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q04724
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом