

Поликлональное Антитело Кролика Против Tle4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q04727

Артикул: CM0022869

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против TLE4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к белку крысы. Поставляется в виде поликлонального антитела кролика, подходит для детекции белка TLE4 человека в исследованиях транскрипционной репрессии в сигнальном пути Wnt и в процессах развития. - Q04727

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против TLE4
Примечания/Альтернативные названия	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7091
GeneID	7091
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 173-243 белка TLE4 человека (NP_001269677)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q04727
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом