

Поликлональное Антитело Против Tlk1 Для Wb, Elisa — Q9UKi8

Артикул: CM0024079

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против TLK1 (PKU-beta), подходит для Вестерн-блота и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с TLK1 человека, мыши и крысы. TLK1 — это киназа, участвующая в сборке хроматина и ответе на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLK1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	PKU-beta; TLK1
Вид	Человек
ID гена	9874
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150–250 TLK1 человека (NP_036422.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKI8
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Холодовая упаковка