


Поликлональное Антитело Против Tlr1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q15399

Артикул: CM0015943



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TLR1, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА.

Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследования врожденного иммунитета и воспалительного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLR1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5; TLR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7096
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-290 человеческого TLR1 (NP_003254.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15399
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	В пакете со льдом