


Поликлональные Антитела Против Tlr4 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицц, Ип, Ифа - 000206

Артикул: CM0018147



введение

TLR4 Rabbit pAb — это кроличьи поликлональные антитела против человеческого TLR4, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦЦ (IF/ICC), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Реагируют с TLR4 человека и мыши; идеально подходят для изучения врожденного иммунитета и воспалительных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLR4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7099
GeneID	7099
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-228 человеческого TLR4 (NP_612564.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	000206
Молекулярный вес белка	96 кДа
Доставка	Сумка со льдом