

## Поликлональное Антитело Против Tmed3 Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q9Y3Q3

Артикул: CM0024658

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TMED3, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований везикулярного транспорта, динамики аппарата Гольджи и функции раннего секреторного пути.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TMED3 Кроличье pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | p26; P24B; p24g4; C15orf22; p24gamma4; TMED3                                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| GeneID                             | 23423                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-180 человеческого TMED3 (NP_031390.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                              | Q9Y3Q3                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 25 кДа                                                                                                                              |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                    |