

Поликлональные Антитела Против Tmtc3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Zxv5

Артикул: CM0017781

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TMTC3 (О-маннозилтрансферазы), подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Иммуноген соответствует аминокислотам 615-914. Полезны для изучения ответа на стресс эндоплазматического ретикулума и О-маннозилирования кадгеринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TMTC3
Примечания/Псевдоним	LIS8; SMILE; TMTC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	160418
GeneID	160418
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 615-914 человеческого TMTC3 (NP_861448.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6ZXV5
Молекулярный вес белка	104кДа
Доставка	Сумка со льдом