

## Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Tnfaip3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Артикул: CM0002399



### введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела к Anti-TNFAIP3 для вестерн-блоттинга, ИГХ на парафиновых срезах и ИФА. Обнаруживают человеческий TNFAIP3/A20, фермент редактирования убиквитина, играющий критическую роль в сигнальном пути NF-κB и воспалительных реакциях. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TNFAIP3 Rabbit mAb                                                                                                      |
| Примечания/Псевдонимы     | A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                 |
| ID гена (Человек)         | 7128                                                                                                                    |
| ID гена                   | 7128                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 450-550 человеческого TNFAIP3 (P21580). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                 |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                 |
| SWISS                     | P21580                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 90кДа                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                       |