


Антитела Кролика Поликлональные Anti-Tnfaip8L2 (Tipe2) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q6P589

Артикул: CM0017960



введение

Антитела кролика поликлональные Anti-TNFAIP8L2 (TIPE2) для человека, мыши, крысы (WB, IF/ICC, IP, ELISA). TNFAIP8L2 негативно регулирует врожденный/адаптивный иммунитет; ингибирует активацию Т-клеток, опосредованную TCR, и образование аутолизосом. Идеально подходят для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFAIP8L2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TIPE2; TNFAIP8L2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79626
GeneID	79626
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-184 человеческого TNFAIP8L2 (NP_078851.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P589
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент