


Поликлональные Антитела Против Tnfr1/Tnfrsf1A Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P19438

Артикул: CM0013310



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TNFR1/TNFRSF1A для вестерн-блоттинга, ИГХ, IF/ICC и ИФА. Обнаруживают TNFR1 человека, мыши и крысы. Необходимый инструмент для изучения сигналинга рецептора ФНО и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNFR1/TNFRSF1A кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	FPF; p55; p60; TBP1; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7132
GeneID	7132
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 345-455 человеческого TNFR1/TNFRSF1A (NP_001056.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19438
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом