


Поликлональные Антитела Против Tollip Для Wb, Elisa — Q9H0E2

Артикул: CM0022254



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TOLLIP, валидированные для вестерн-блота и ELISA. Подходят для образцов человека, мыши, крысы; идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по КнД] TOLLIP кроличьи поликАт
Примечания/Альясы	IL-1RAPIP; [Валидировано по КнД] TOLLIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	54472
GeneID	54472
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H0E2
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодовой пакет