


Кроличья Моноклональная Антитело Против Tollip (Верифицировано КД) Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9H0E2

Артикул: CM0007699



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против TOLLIP, верифицировано методом КД, подходит для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Полезно для изучения врожденного иммунитета, сигнального пути Толл-подобных рецепторов и путей аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Верифицировано КД] TOLLIP кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	TOLLIP; IL-1RAC1P; toll-interacting protein
Вид	Человек
Идентификатор гена	54472
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-274 человеческого TOLLIP (NP_061882.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H0E2
Молекулярная масса белка	22 кДа/30 кДа
Доставка	Айс-бокс