


Анти-Trpmt Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51580

Артикул: CM0002562



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого TPMT (тиопурин S-метилтрансферазы). Разработано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Позволяет исследовать метаболизм тиопуриновых препаратов и фармакогеномику.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPMT кроличье m абТ
Примечания/Псевдоним	TPMTD; TPMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7172
GeneID	7172
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого TPMT (P51580)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51580
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом