

Анти-Тррр3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bw30

Артикул: CM0027621



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого TRPP3, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований динамики микротрубочек, имплантации эмбриона и функции эндометрия. Молекулярный вес белка 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPP3 кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	p20; CGI-38; TRPP/p20; p25gamma; TRPP3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51673
ID гена	51673
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-176 человеческого TRPP3 (NP_057048.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BW30
Молекулярный вес белка	19kDa
Доставка	Сумка со льдом