

Анти-Trac Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01848

Артикул: CM0019877



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против константной области альфа-цепи Т-клеточного рецептора человека (TRAC). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь. Подходят для исследований иммунологии Т-клеток и разработки иммуноанализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAC кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IMD7; TCRA; TRA@; TRAC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6955
GeneID	6955
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-176 человеческого TRAC (AAH20840.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01848
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом