


Анти-Traf2 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q12933

Артикул: CM0020289



введение

Поликлональные антитела кролика к TRAF2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на фактор 2, ассоциированный с рецептором TNF, ключевой регулятор сигнальных путей NF-κB и JNK, участвующий в выживании клеток и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAF2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7186
GeneID	7186
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-350 человеческого TRAF2 (NP_066961.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12933
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом