


Анти-Traf6 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Иф/Ицх И Ифа - Q9Y4K3

Артикул: CM0016826



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого TRAF6 (SWISS Q9Y4K3), подходящие для ИФ/ИЦХ и ИФА.

Перекрестная реакция с мышью и крысой.

Валидированы для исследовательского использования в иммунной сигнализации и дифференцировке остеокластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAF6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Вид	Человек
ID гена	7189
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-150 человеческого TRAF6 (NP_004611.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4K3
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодильник