


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Traf6 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Y4K3

Артикул: CM0021268



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к TRAF6, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции убиквитин-лигазы и сигнальных путей NF-κB. Специфично и надежно для исследовательского применения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело TRAF6, pAb
Примечания/синонимы	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Вид	Человек
Идентификатор гена	7189
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого TRAF6 (NP_004611.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4K3
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом