


Поликлональные Антитела Против Translin (Tsn) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15631

Артикул: CM0023167



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Translin (TSN, C3PO); валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой; обнаруживают белок ~26 кДа. Идеально подходят для исследований хромосомных транслокаций и RISC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSN Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C3PO; RCHF1; TBRBP; TRSLN; BCLF-1; RENF-1; TSN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7247
GeneID	7247
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого TSN, NP_004613.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15631
Молекулярный вес белка	26kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент