

Моноклональное Антитело Против Trappc2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P0Di81

Артикул: CM0003156

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TRAPPC2/Sedlin. Валидировано для вестерн-блота, IHC-P и ELISA. Реагирует перекрестно с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований везикулярного транспорта и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи mAb против TRAPPC2
Примечания/алиасы	SED1; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6399
GeneID	6399
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TRAPPC2 (P0Di81)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0Di81
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Сумка-холодильник