

Анти-Trappc2 (Sedl) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P0Di81

Артикул: CM0015992

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого TRAPPC2 (SEDL), 16 кДа. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы на образцах человека; иммуноген охватывает полную длину 1-140. Идеальны для изучения везикулярного транспорта и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAPPC2 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6399
GeneID	6399
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого TRAPPC2 (NP_055378.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0Di81
Молекулярный вес белка	16kDa
Доставка	Сумка со льдом