


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Trappc6B Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q86Sz2

Артикул: CM0016118



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий TRAPPC6B, подходит для WB, IHC-P и ELISA. Демонстрирует перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы. Поддерживает исследования внутриклеточного транспорта и развития ранних нейронных цепей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TRAPPC6B
Примечания/алиасы	TPC6, NEDMEBA, TRAPPC6B
Вид	Человек
GeneID (человек)	122553
GeneID	122553
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого TRAPPC6B (NP_803235.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q86SZ2
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент