


Поликлональные Антитела Против Trim23 Для Wb, If/Icc, Ифа - P36406

Артикул: CM0030403



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TRIM23 (ARD1/ARFD1/RNF46), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/ИФА на клетках (IF/ICC) и твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным гомологом. Подходят для изучения путей аутофагии, убиквитинирования и вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM23 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Алиасы	ARD1, ARFD1, RNF46, TRIM23
Вид	Человек
GeneID (человек)	373
GeneID	373
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого TRIM23 (NP_001647.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36406
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Хладоэлемент