

Поликлональное Антитело Против Trim41 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Wv44

Артикул: CM0025755



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TRIM41 (RINCK). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения врожденного противовирусного ответа и убиквитин-опосредованной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM41 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RINCK; TRIM41
Вид	Человек
ID гена (Человек)	90933
ID гена	90933
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 421-630 человеческого TRIM41 (NP_291027.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WV44
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом