

Кроличыи Поликлональные Антитела K Trim44 Для Wb, Elisa - Q96Dx7

Артикул: CM0025646

введение

Кроличыи поликлональные антитела к TRIM44, валидированные для методов WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходят для изучения нейрональной дифференцировки и сигнальных путей PAX6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM44 кроличыи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	AN3; MC7; DIPB; HSA249128; TRIM44
Вид	Человек
ID гена (человек)	54765
ID гена	54765
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 205-344 белка TRIM44 человека (NP_060053.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96DX7
Молекулярный вес	38 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом