

Поликлональное Антитело Anti-Trim63 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q969Q1

Артикул: CM0026969



введение

Кроличье поликлональное антитело к TRIM63, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяет TRIM63 человека, мыши и крысы — мышечно-специфичную E3 убиквитин-лигазу, участвующую в деградации белков и атрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TRIM63
Примечания/Альтернативные названия	IRF; SMRZ; MURF1; MURF2; RNF28; TRIM63
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84676
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 253-353 белка TRIM63 человека (NP_115977.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969Q1
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	В пакете со льдом