

Анти-Trim72 К Поликлональным Антителам Кролика Для Wb, Elisa - Q1Xh17

Артикул: CM0022674



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против TRIM72 (MG53), мышечного специфического E3 убиквитин-лигазы, участвующего в репарации мембран. Подходят для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинным белкам. Идеальны для исследований скелетных и сердечных мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM72 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MG53; TRIM72
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	493829
GeneID	434246
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 мышиногo TRIM72 (NP_001073401.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q1XN17
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом