

Анти-Trmt2B Кроличья Pab Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gj1

Артикул: CM0026584

введение

Кроличья поликлональная антитело против TRMT2B, митохондриальной тРНК/рРНК метилтрансферазы, для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими и крысиными образцами. Подходит для исследований модификации митохондриальной РНК и процессинга тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT2B Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CXorf34; dj341D10.3; TRMT2B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79979
ID гена	79979
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого TRMT2B (NP_0799193.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96Gj1
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом