

Кроличье Моноклональное Антитело К Тропонину I2 (Tnni2) Для ВБ, ИФ-П, Ифа — P48788

Артикул: CM0008829



введение

CamelBio предлагает кроличье моноклональное антитело к тропонину I2 (TNNI2), валидированное для ВБ, ИФ-П и ИФА. Распознает быстрый скелетномышечный тропонин I человека, мыши и крысы. Молекулярная масса 21 кДа. Идеально подходит для исследований мышечного сокращения и миопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к тропонину I2 (TNNI2)
Примечания/синонимы	DA2B, FSSV, DA2B1, fsTnl, AMCD2B, Troponin I2 (TNNI2)
Вид	Человек
ID гена (человек)	7136
ID гена	7136
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 83-182 человеческого тропонина I2 (TNNI2) (P48788)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P48788
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовой пакет